

*de Luxe*



Geprüft nach DIN EN ISO 11199-2

**RIDDER GmbH**

Ridder Straße 1, D-56379 Singhofen  
Tel.: +49 (2604) 9541-0, Fax +49 (2604) 9541-50  
Mail: [info@ridder-online.de](mailto:info@ridder-online.de), [www.ridder-online.de](http://www.ridder-online.de)

Art.-Nr.: A0300100

# Rollator




1x Vormontierter Rollator  
1x Pre-mounted Rollator/Walking frame




1x Einkaufstasche  
1x shopping bag




1x Gebrauchsanleitung  
1x user manual







2.5



3.



4.



5.



6.



7.



Gebrauchsanleitung Rollator A0300100

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise sorgfältig durch! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch des Rollators.



Instruction Rollator/Walking frame A0300100

Dear Customer,

Thank you for choosing our product. Please read the safety instructions carefully before use! The manufacturer assumes no liability for improper use of the Rollator /Walking frame.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte montieren oder verwenden Sie den Artikel nicht bevor Sie die Gebrauchsanleitung genau gelesen und verstanden haben. Sollten Sie die Anleitung und Hinweise nicht verstehen, kontaktieren Sie einen Fachmann oder setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung bevor Sie den Artikel anwenden – andernfalls könnte es zu Schäden kommen.

Zur korrekten Einstellung und Benutzung sollten Sie immer Ihren Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen.

Der Rollator ist nicht als Fahrzeug zu verwenden, wenn man darauf sitzt.




- Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die seitlichen Rohre der Sitzfläche eingerastet sind.
- Bitte prüfen Sie vor jeder Nutzung und nach Höheneinstellung die Funktion der Bremsen.
- Bitte prüfen Sie, ob die Griffrohre Beidseitig auf gleicher Höhe korrekt eingerastet sind.



Bitte Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die vorderen Lenkräder richtig eingerastet sind.

Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu persönlichen Schäden führen.

Alle Reifen müssen während dem Gebrauch ständig in festem Kontakt mit dem Boden sein. Dies garantiert die richtige Ausrichtung des Rollators.

Vor der Benutzung des Sitzes muss die Feststellbremse aktiviert sein.





### SAFETY SUMMARY

DO NOT install or use this equipment before reading and understanding of this instruction sheet. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment – otherwise, injury or damage may occur.

Each individual should always consult with her/his physician or therapist to determine the proper adjustment and usage.

Rollators/Walking frames are NOT intended to be self-propelled while seated.

- Always check if the seat tube is locked and well connected to the frame when the Rollator/Walking frame is open.
- Always test the break after every height adjustment in order to avoid a free flex of the cable.
- Always test, whether the both of the handgrip rails are secured at the same height and the snap buttons for the handgrip height adjust are fixed correctly (are out)

Please check before each use, whether the front steering wheels are engaged properly

Failure to follow these warnings can result in personal injury.

All wheels MUST be in contact with the floor at ALL TIMES during use. This will ensure the Rollator/Walking frame is properly balanced.

The brakes MUST be in the locked position BEFORE using the seat.

**Wichtig:** Bitte prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Versandbeschädigung. Im Schadensfall den Rollator nicht benutzen und den Händler/Versender kontaktieren.

**Important:** Check all parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use the product, contact the Dealer/Carrier for further instructions.



### Stabilitätshinweise

Der Rollator kann bis zu einem individuellen Gewicht von 136 kg Unterstützung gewährleisten, inklusive der Befüllung der Tasche. Die Tasche darf mit maximal 4,5 kg befüllt werden.

### stability warnings

The Rollator/Walking frame can provide ambulatory assistance to an individual weighing up to 136kg, INCLUDING the loading of the bag. The Rollator/Walking frame bag has a weight limitation of 4.5kg